



KÖSTER Estuche de Diagnóstico

KÖSTER – Estuche de diagnóstico de sales.

Características

Información técnica:

El contenido del estuche de diagnóstico le permite realizar análisis de sal de forma independiente.

Los suministros suministrados y la hoja de análisis le llevan a determinar el contenido de las siguientes sales: sulfato, cloruro y nitrato.

Incluido en la entrega:

Estuche de plástico robusta y acolchada,

Herramientas para el muestreo y procesamiento de muestras,

Los suministros necesarios para realizar el análisis,

Tiras de control para determinar el contenido de sal.

Empaque

X 919 001 pieza

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu